

cryokit®

PROTEZIONE SPECIFICA CRIOGENICA

CE DPI 3° cat. (D.Lgs 89/686/CEE)

Reazione agli olii	O
Isolamento termico	E
Reazione al calore	B



GHETTE CRYO

Ghette per criogenia riutilizzabili

Protezione da spruzzi di gas criogenici. Realizzate in speciale tessuto rivestito resistentissimo, con chiusura e regolazione mediante VELCRO. Taglia unica.

Indicate per tutti i lavori in presenza di azoto liquido e altri gas criogenici.

VERIFICATI RISPETTO AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425b

Codice
GHETTE CRYO

NOTA INFORMATIVA E ISTRUZIONI PER L'USO

APPLICAZIONI

Lavorazioni che richiedono protezione contro spruzzi di azoto liquido e gas criogenici in genere in laboratori clinici, industria farmaceutica, crio-conservazione, bio-medica, banche biologiche, industria alimentare, manipolazione di ghiaccio secco, ecc. Eventuale fuoriuscita di liquido nelle operazioni di travaso (splash).

PULIZIA E MANUTENZIONE

Le ghette sia nuove che usate devono essere preventivamente esaminate, prima di ogni uso, al fine di assicurarsi che non presentino condizioni di usura, abrasioni, lacerazioni o tagli, tali da compromettere il grado di protezione richiesto.

Dopo ogni utilizzo le ghette devono essere pulite con una soluzione detergente leggera, risciacquate e lasciate asciugare all'aria aperta. Eventuali sostanze contaminanti devono essere immediatamente rimosse.

IMBALLO E STOCCAGGIO

Confezionate al paio in una busta contenente la nota informativa.

Devono essere conservate in un luogo asciutto e pulito e al riparo dalla luce del sole.

LIMITAZIONI D'USO

Sebbene il materiale utilizzato possieda caratteristiche di resistenza chimica elevate, le ghette non sono certificate per la protezione contro:

- Agenti chimici diversi da quelli indicati
- Radiazioni ionizzanti
- Agenti Biologici
- Qualsiasi rischio diverso da quello indicato nella presente nota informativa.

NOTE GENERALI

Le informazioni contenute su questa nota informativa forniscono utili indicazioni, all'utilizzatore, per la selezione e scelta del DPI. Si consiglia comunque, per un'ottimizzazione della scelta, di effettuare test pratici di utilizzo. Nessuna responsabilità sarà assunta dal produttore e/o dal distributore delle GHETTE CRYO, in caso di errata utilizzazione del DPI.

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA

cryokit®
GHETTE CRYO
EN388 EN511



CE 0302

CRYOGENIC USE
WATERPROOF
Coated PVC/PU polyamide - Taglia unica



Certificazione effettuata da ANCCP Certification Agency, Via Nicolodi, 43/1 – Livorno - Notified Body n- 0302, che effettua la sorveglianza per DPI di 3° categoria in accordo all'art. 11A della Direttiva

Kora Srl

Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano MI

cryokit.wordpress.com – www.koraglove.com

Tel. 02 48841819 – Fax 02 48842698 – info@koraglove.com